



ウォーター  
ヘルスケアという、  
新習慣。



水道直結連続生成型電解還元水整水器  
**TRIM ION NEO**  
医療機器製造販売認証番号：221AGBZX00290000

■ 取り付けについて

取付アダプター

7種類のアダプターをセットしていますので、一般的な蛇口であれば、簡単に取付けることができます。



取り付けできない水栓

下記のような水栓をお使いの場合、付属の分岐水栓を取り付けることができません。別途工事が必要となります。

先端が10mm以下	先端の形状が特殊なもの
10mm以下	
シャワーノズル付	センサー付

※その他にも変形水栓や、ねじ径(22mm以外)やパイプ径の違うものがありますのでご注意ください。

■ 付属品



●水道蛇口用分岐水栓・各種アダプター付●入出水ホース(ツインタイプ)1.5m  
●排水ホース(シングルタイプ)1.5m●吸盤●ホース固定バンド●pH測定キット

■ 交換用浄水カートリッジ(別売)

PREMIUM  
マイクロカーボンカートリッジ



標準価格(税込) ¥9,975  
(税抜 ¥9,500)

■ トリムイオンNEO 主な仕様

医療機器製造販売認証番号	221AGBZX00290000	定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz	定 格 電 流	4.5A
電 解 生 成 電 圧	50V(max.)	消 費 電 力	約260W
待 機 電 力	約0.5W	電 極	プラチナコーティング電極
生 成 水 取 水 方 式	2ウェイ方式	電 解 槽	4槽(8セル)
定 格 生 成 量	還元水4リットル/分(max.)、酸性水4リットル/分(max.)、浄水5リットル/分(max.) ※本体入水圧(動水圧)180kPaの場合		
配 管 圧 力	50kPa(最低動作水圧)~700kPa		
本 体 重 量	約3kg	電 源 コ ー ド 長	約2.7m
本 体 寸 法	276(W)×248(H)×112(D)mm		
浄水カートリッジろ過能力	JIS規格指定13物質※ 約7トン (水質及び使用量によって多少の差異が生じますが、1日19L使用した場合で約1年間使用できます。) ※13物質とは：遊離残留塩素(カルキ)、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農業)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛		
電 解 槽 洗 浄	ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式		
電 源 回 路	スイッチング・レギュレーター制御方式		
本 体 保 護 機 能	分岐水栓定流量弁、分岐水栓警告弁(過大水圧防止)、定電流制御回路、過熱防止装置		

※本器は改良のため予告なく仕様変更することがありますので、製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。  
※掲載の製品の色は印刷ですので実際の色と異なる場合があります。  
※製品の定格およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。  
※地域・水質(地下水等)によっては十分なpHが得られない場合があります。お買い上げの前に販売店にご相談ください。



電解還元水整水器

**TRIM ION NEO**  
本体標準価格(税込) ¥172,200  
(税抜 ¥164,000)

お求め、お問い合わせは

(社)日本経済団体連合会会員 (財)機能水研究振興財団理事  
(社)日本病院会会員 (社)日本ホームヘルス機器協会正会員

**株式会社日本トリム** 東証一部(証券コード:6788)

本社 / 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-8-34 TEL.06-6456-4600(代)

支社 / 東京・名古屋・広島・福岡

その他事業所につきましては、当社ホームページをご覧ください。

☎ 0120-328-106 <http://www.nihon-trim.co.jp/>

■ 製造販売元

株式会社 トリムエレクトリックマシナリー  
〒783-0060 高知県南国市蛸が丘1-5-2



ISO9001:2008  
FM 96904

ISO13485:2003  
MD 96902